

Pure 312 X

signia

Life sounds brilliant.



Le nouveau Pure 312 X

ENTENDRE  
CE QUI COMPTE  
POUR VOUS.



[signia-audition.fr/pure312x](https://signia-audition.fr/pure312x)

# ENTENDRE : UNE EXPÉRIENCE EN MOUVEMENT



Pure 312 X

# UNE AUDITION SUR-MESURE



Chaque expérience auditive est unique : elle dépend de l'endroit où vous vous trouvez et de ce que vous y faites. Contrairement à toutes les autres aides auditives, notre nouvelle technologie Signia Xperience vous permet d'entendre simultanément les sons face et autour de vous. Vous bénéficiez ainsi d'une expérience auditive naturelle et personnalisée.



Signia Xperience intègre **YourSound**, la première technologie sans compromis, vous permettant de comprendre la parole, d'où qu'elle vienne, quelle que soit la situation, même en mouvement.

- Capteurs acoustiques et de mouvement pour une analyse plus précise de l'environnement sonore dynamique
- Personnalisation des Différents Scénarios (Dynamic Soundscape Processing - DSP), pour un rendu naturel de la parole et des sons quelle que soit leur provenance et en toute situation, même en mouvement.
- Reconnaissance vocale différenciée (Own Voice Processing - OVP™) pour une perception naturelle de sa propre voix.



# LA SOLUTION QU'IL VOUS FAUT

Les nouvelles aides auditives Pure™ 312 X, au design plus fin\*, offrent de solides performances, pour une audition sur-mesure, tout au long de la journée.



Pure 312 X



## En un coup d'oeil

- Association révolutionnaire de capteurs acoustiques et de mouvement
- Bobine T disponible par kit de conversion\*\*
- Connectivité Bluetooth® pour le streaming direct des appels téléphoniques, de la musique et de la TV
- Options de traitement des acouphènes
- Autonomie jusqu'à 76h selon la taille de l'écouteur

\*vs Pure 312 Nx. \*\*Disponible à partir de décembre 2019.




## Des performances exceptionnelles, en toute discrétion.

Pour profiter au maximum du confort de Pure 312 X, la bobine T capte le signal des systèmes audio publics compatibles, tels que ceux des salles de spectacles, et le transmet directement dans vos aides auditives.

Pour plus d'élégance et de discrétion, cette bobine est complètement intégrée à la coque de l'aide auditive. Vous profitez ainsi pleinement du spectacle de la vie.



Taille réelle en cm



10 coloris disponibles







## Restez connecté(e).

Dans le monde actuel, chaque objet et chaque personne sont connectés. Vos aides auditives le sont aussi. Grâce à sa compatibilité Bluetooth®, Pure 312 X vous permet de transmettre le son de vos appareils préférés directement dans vos aides auditives.

- Passez vos appels depuis votre smartphone en streaming direct dans vos aides auditives
- Écoutez vos musiques ou vos émissions télévisées préférées via le Bluetooth®

## Atténuez les acouphènes, en toute simplicité.

Pour les personnes atteintes d'acouphènes, le modèle Pure 312 X s'accompagne d'options de traitement pour plus de confort.

Pour plus d'informations sur les aides auditives Pure 312 X, les accessoires et l'application Signia App, rendez-vous sur **signia-audition.fr**

## Application Signia App



### **Vous avez le contrôle.**

Profitez pleinement de vos aides auditives grâce à une application adaptée à tous vos besoins :

- Réglages de toutes les fonctionnalités selon vos préférences
- Fonction télécommande
- Ajustement du volume et autres réglages pendant le streaming audio direct
- Mise en relation avec votre audioprothésiste et assistance à distance sur demande



Compatible avec Android et iOS. Application gratuite.

### **Des accessoires pour plus d'autonomie**

Pour transmettre directement dans vos aides auditives vos appels téléphoniques, le son de votre téléviseur ou votre musique préférée. Si vous n'avez pas de smartphone, la télécommande miniPocket™ permet d'effectuer des réglages en toute discrétion.



StreamLine™ TV



StreamLine™ Mic



miniPocket™



PREMIERS  
CAPTEURS  
ACOUSTIQUES DE  
MOUVEMENT



**Avec Pure 312 X, déplacez-vous librement tout en entendant parfaitement ce qui vous importe. Plus de 90 % des utilisateurs confirment que leur expérience auditive reste naturelle pendant leurs déplacements.\***

Les premières aides auditives équipées de capteurs acoustiques et de mouvement vous permettent d'entendre parfaitement, où que vous alliez, et de vous impliquer activement dans chaque conversation.

Les aides auditives Pure 312 X vous permettent de profiter pleinement de chaque conversation, même lorsque vous vous déplacez.

\*Matthias Froehlich, Eric Branda, Katja Freels (2019). Research Evidence for Dynamic Soundscape Processing Benefits. Etude réalisée sur 35 personnes âgées de 37 à 86 ans, avec perte auditive bilatérale symétrique, déjà porteuses d'aides auditives.



Pure 312X est destiné aux personnes souffrant de troubles de l'audition. Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent.

Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions figurant dans les manuels d'utilisation.

Les marques et symboles Bluetooth sont la propriété exclusive de Bluetooth SIG Inc., utilisés par Signia GmbH sous permission. Les autres marques et symboles appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. Apple App Store est une marque déposée d'Apple Inc. iPhone est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

### **Fabricant légal**

Signia GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100  
91058 Erlangen  
Allemagne

### **Distributeur local**

Sivantos SAS  
CS 70025  
175 boulevard Anatole France  
93285 Saint-Denis Cedex  
France

Commande n° 10241180 | Imprimé en France  
© 10.2019 Signia GmbH

Retrouvez-nous sur :

**signia-audition.fr**



[facebook.com/signiaFR](https://facebook.com/signiaFR)



[youtube.com/signiahearing](https://youtube.com/signiahearing)

