

La información de este documento contiene descripciones generales de las opciones técnicas disponibles, que no siempre tienen que estar presentes en casos individuales y que están sujetos a cambio sin previo aviso.

Las marcas comerciales y los nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas de Sivantos están bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

El símbolo "Qi" es una marca registrada del Wireless Power Consortium.

Legal Manufacturer

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany

Order No. 04161-99C1-7600 | Printed in Germany
©02.2020 Signia GmbH

Encuentranos en:
signia-audifonos.es



[signiahearing](https://www.facebook.com/signiahearing)



[signiahearing](https://www.youtube.com/signiahearing)



[@signiahearing](https://www.instagram.com/signiahearing)

Styletto X



SIGNIA STYLETTO X TU EXPERIENCIA AUDITIVA AL COMPLETO



signia-audifonos.es

signia
Life sounds brilliant.

STYLETTO X

ESCUCHA SIN COMPROMISO

La vida es demasiado corta para vivirla a medias. Styletto X te permite disfrutar de la vida sin compromisos a pesar de la pérdida auditiva. En el trabajo. En casa. Donde sea que la vida te lleve.



XPERIENCE

Mucho más que un audífono,
Styletto X es tu experiencia auditiva al completo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE STYLETTO X:

- Diseño exclusivo y galardonado¹
- Tecnología Signia Xperience que incorpora por primera vez en el mundo sensores acústicos y sensor de movimiento para una comprensión clara del habla incluso en entornos ruidosos
- Hasta 4 días de autonomía con su innovador cargador de carga inalámbrica con tecnología Qi sin necesidad de cable para el estuche de sus Styletto.²
- Aplicación Signia con el innovador Signia Assistant y TeleCare para un soporte intuitivo las 24 horas
- Conectividad total con todos los dispositivos Bluetooth para llamadas telefónicas, TV, música y más.
- Opciones de tratamiento para Tinnitus



¹ Red Dot Design Award 2019 for Styletto Connect, iF Design Award 2019 for Styletto

² Basado en 19 horas de uso al día, o 16 horas usando. 5 horas de streaming al día

Styletto X está disponible en las siguientes combinaciones de colores:



BLANCO NIEVE / ORO ROSA



CAZUL CÓSMICO / ORO ROSA



NEGRO / PLATA



BLANCO



NEGRO



reddot design award
winner 2019



GOLD
AWARD
2019

DISEÑO



STYLETTO X UNA NUEVA ERA

Styletto X es un audífono altamente sofisticado con un diseño tan bueno como su sonido. Su diseño icónico transforma la imagen anticuada de los audífonos e introduce una nueva era que se adapta perfectamente a tu estilo de vida.



STYLETTO X

ESCUCHA LO QUE TE IMPORTA

Con su revolucionario chip Signia Xperience, Styletto X es tan sofisticado por dentro como se ve por fuera. Ofrece un claro sonido y comprensión del habla para satisfacer tus necesidades auditivas, incluso en entornos ruidosos. Los exclusivos sensores acústicos y de movimiento permiten que Styletto X optimice tu audición en cada situación para que puedas escuchar lo que importa. Aunque estés corriendo, en una bulliciosa tienda o restaurante, o relajándote en casa.



TECNOLOGÍA

Un nuevo sentido para comprender sus necesidades.

Aunque se trate de una conversación alegre o una discusión seria, debe comprender el habla todo el tiempo para vivir la vida al máximo. Por primera vez en el mundo, Styletto X tiene en cuenta el movimiento para que puedas seguir fácilmente las conversaciones, incluso cuando estés en movimiento.



Disfruta de la vida

Más del 90 por ciento de los usuarios tienen una experiencia de sonido natural mientras se mueven.³ Los primeros audifonos del mundo con sensores acústicos y de movimiento le permiten escuchar con claridad donde quiera que vaya y ser parte activa de cada conversación.



LOS PRIMEROS SENSORES ACÚSTICOS Y DE MOVIMIENTO DEL MUNDO



³ Froehlich, Branda, Freels: Evidence for Dynamic Soundscape Processing benefits (Signia White Paper, 2019)



Un estuche de carga elegante rápido y fácil de abrir, los LED de estado de carga son visibles incluso cuando está cerrado



El estuche de carga portátil de bolsillo es el primer cargador de audífonos del mundo con tecnología inalámbrica Qi, lo que le permite simplemente colocar el cargador en una plataforma de carga en lugar de tener que enchufarlo a la red eléctrica. Dónde quiera que vayas, Styletto X va contigo. Su estuche de carga ofrece una asombrosa autonomía de 4 días⁴ sin la necesidad de cargar el estuche. Styletto X se carga completamente en sólo 4 horas, y además una carga rápida de 30 minutos proporciona 5 horas adicionales de uso para una flexibilidad total.

ADAPTABILIDAD



CARGADOR STYLETTO X INNOVACIÓN Y COMODIDAD

Styletto X combina un diseño icónico con una innovadora comodidad de carga. Proporciona un día completo de uso, incluidas 5 horas de streaming.⁵ Para que pueda disfrutar de sus programas de TV, películas y música favorita, además de llamadas de teléfono directamente a sus audífonos cuando y donde quieras.

⁴ c Basado en 19 horas de uso al día o 16 horas de uso incluyendo 5 horas de streaming al día

⁵ Basado en 19 horas de uso al día o 16 horas de uso incluyendo 5 horas de streaming al día

APLICACIÓN SIGNIA

SOPORTE PERSONAL EN SUS MANOS

Styletto X ofrece asistencia remota completa a través de la aplicación Signia: Signia Assistant para ajustes de sonido instantáneos y preguntas de uso de los audífonos y Signia TeleCare para asistencia remota de su audioprotesista.

24/7 SOPORTE

Signia Assistant es tu compañero en la audición para permitirte participar plenamente en la vida y escuchar lo que te importa.

Con inteligencia artificial, Signia Assistant ofrece soporte inmediato cuando y donde lo necesites. Está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para ayudarte a ajustar la configuración del sonido, responder tus preguntas sobre cómo usar tus audífonos y solucionar cualquier problema en el acto.

Signia TeleCare permite mantenerte en contacto con tu audioprotesista para que puedas obtener asistencia cuando la necesites, incluso cuando no puedas visitarlo en persona. También puedes enviar comentarios instantáneos a tu audioprotesista sobre la satisfacción diaria con los audífonos.



Aplicación Signia
Compatible con iOS y Android La aplicación no tiene coste.



Signia Assistant

Ajustes de sonido instantáneos y soporte con preguntas sobre el uso de tus audífonos.



Signia TeleCare

Asistencia remota de tu audioprotesista



Control en remotol

Controla discretamente el volumen y otras configuraciones