

SIGNIA ASSZISZTENS

# A SIGNIA APP RÉSZE



A Signia App kétféle szabályozási lehetőséget kínál:

- 1. Hagyományos távirányító** a hangerő és a hangszín ideiglenes módosításaihoz, amelyek a hallókészülék kikapcsolásakor visszaállnak;
- 2. Signia Asszisztens** a személyre szabott beállításokhoz, hogy megtalálja a tökéletes hangzást. A változások a hallókészülékek kikapcsolása után is megmaradnak.

A Signia app androidos és iOS-eszközökkel kompatibilis. Az app ingyenesen letölthető az Apple App vagy a Google Play áruházból.



Az ebben a dokumentumban szereplő információ a rendelkezésre álló technikai feltételek általános leírását tartalmazza. Ezen feltételeknek egyéni esetekben nem mindig kell fennállniuk, ezért a tartalom előzetes figyelmeztetés nélkül változhat.

Más védjegyek és kereskedelmi nevek a tulajdonosaikat illetik.

#### Legal Manufacturer

Signia GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100  
91058 Erlangen  
Germany

Order No. 04301-99C1-7600 | Printed in Germany  
© 06.2020 Signia GmbH

Itt találhat meg minket online:

[www.signia.hu](http://www.signia.hu)



[signiahearinghungary](https://www.facebook.com/signiahearinghungary)



[signiahearing](https://www.youtube.com/signiahearing)



[@signiahearing](https://www.instagram.com/signiahearing)

Signia Asszisztens

SIGNIA ASSZISZTENS

# TÁRS A JÓ HALLÁSHOZ



[www.signia.hu](http://www.signia.hu)

**signia**

Life sounds brilliant.



## EGY RENDKÍVÜL INTELLIGENS ASSZISZTENS


Az új Signia Asszisztens társ a jó hallás felé vezető úton, hogy Ön teljesen bekapcsolódhasson az életbe és meghallja mindazt, ami fontos.

A Signia Asszisztens a világ első, hallókészülékekhez kifejlesztett neurális hálózata, amelyet az emberi agy problémamegoldó képessége inspirált. Ahhoz hasonlóan, ahogyan az agy idegsejtjei új kapcsolatokat teremtenek az új készségek elsajátítása és az ismeretek megszerzése érdekében, az Asszisztens folyamatosan új információkat gyűjt, hogy a lehető legszemélyesebb hallásélményt biztosítsa.


### A Signia Asszisztens előnyei:

- **személyes preferenciákhoz igazított beállítások** a még tisztább hangzásért és a jobb beszédértésért minden helyzetben
- a hallókészülékek kezelésével kapcsolatos **kérdéseire adott válaszok**
- rendkívül intuitív **támogatás a hét minden napján 24 órában**, amikor csak szüksége van
- **magabiztosság és kontroll** a sikeres hallás érdekében


### A Signia Asszisztens használatának megkezdése




Amikor megnyitja a Signia alkalmazást, a Signia Asszisztens arca megjelenik a képernyő jobb felső sarkában.




Egyszerűen kattintson rá, és a Signia Asszisztens üdvözli Önt, majd megkérdezi, miben segíthet.




Az Ön válaszi alapján a Signia Asszisztens azonnal javaslatot tesz a hangzás javítására.




Ön megtarthatja az új beállításokat, visszavonhatja vagy tovább javíthatja azokat.




Válassza ki a lehetőségek közül, hogy mire van szüksége.



Válaszoljon a Signia Asszisztens kérdéseire.



A "Beállítások" menüpont alatt új chatet indíthat, megismerheti az adatvédelmi politikánkat és a jelenlegi beállításokról visszatérhet a hallókészülék-specialista beállításaira.



A Signia Asszisztenssel való párbeszéd befejezése után is van lehetősége új chatet indítani.

Ugyanezek a lépések vonatkoznak a hallókészülék kezelésével kapcsolatos kérdésekre is.



A Signia Asszisztens használatához **csak a következők szükségesek:**

- Bluetooth-os Signia Xperience hallókészülékek
- Signia alkalmazás az Ön okostelefonján



Tízből nyolc ember ajánlaná másoknak, hogy a hallókészülékeket Signia Asszisztenssel próbálja ki.\*

\* Adatok dokumentálva



A készülékviselők 93%-a úgy gondolja, hogy a Signia Asszisztenssel magabiztosabban tudja viselni a hallókészülékeit és úgy érzi, többet tehet a sikeres hallás érdekében.\*

\* Adatok dokumentálva