

SENTIRE CON FACILITÀ

La tecnologia dei nuovi dispositivi CROS X comprende nel dettaglio l'ambiente sonoro in cui ci si trova, per offrire un suono personalizzato.

Grazie alla trasmissione wireless dall'orecchio anacusico all'altro orecchio, è possibile seguire le conversazioni senza sforzi, anche se l'interlocutore si trova dal lato dell'orecchio non protesizzabile.


CROS



L'apparecchio acustico riceve i suoni dal CROS posto sul lato non protesizzabile.

CROS trasmette wireless i suoni.

BiCROS



L'apparecchio acustico riceve i suoni dal dispositivo CROS posto sul lato non protesizzabile e amplifica in base alle esigenze individuali. Il sensore di movimento consente un ascolto ottimale anche in movimento con adattamento BiCROS Pure X.

CROS trasmette wireless i suoni.

Le informazioni riportate nel presente documento rappresentano una descrizione generale delle funzionalità tecniche. Queste potrebbero non essere disponibili in tutti i singoli casi e possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Sivantos. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Produttore legale

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germania

Contatto locale

Sivantos Srl
Via Dei Missaglia 97
20142 Milano
Italia
Telefono +39 (0)2 8721 8600
www.sivantos.it

Codice n. 021 02 20 | Stampato in Italia
© 02.2020 Signia GmbH

Informazione tecnica destinata all'uso esclusivo degli specialisti del settore

Seguitemi su:

signia.it



[signiahearing](https://www.facebook.com/signiahearing)



[signiahearing](https://www.youtube.com/signiahearing)



[@signiahearing](https://www.instagram.com/signiahearing)

CROS/BiCROS X

CROS/BiCROS X

SENTI CIÒ CHE
È IMPORTANTE
PER TE

signia.it

signia
Life sounds brilliant.



SUONI PERSONALIZZATI

Pensati per chi presenta una perdita non protesizzabile, i dispositivi CROS/BiCROS di Signia consentono di sentire con chiarezza suoni e parlato provenienti da entrambi i lati.

I dispositivi CROS X aiutano a sentire con chiarezza ciò che ci circonda, in differenti situazioni. Anche in movimento.

Signia Xperience mette a disposizione differenti benefici in base alle diverse esigenze: ricarica, streaming diretto tramite Bluetooth®, discrezione, design moderno.



CROS Silk X

- Quasi invisibile da indossato
- Tecnologia Signia Xperience per un'esperienza di ascolto ottimale
- Cupoline Click Sleeves per un adattamento semplice e veloce
- Controllo da remoto tramite Signia app e miniPocket

Compatibile con Silk X



CROS Pure 312 X

- Tecnologia Signia Xperience per una chiara comprensione del parlato e un'esperienza di ascolto ottimale
- Telefonate trasmesse direttamente dallo smartphone agli apparecchi acustici
- Musica e programmi TV trasmessi tramite Bluetooth
- Controllo da remoto tramite Signia app e miniPocket

Compatibile con tutti gli apparecchi acustici Signia Xperience con Bluetooth*

* tranne Styletto X




CROS Pure Charge&Go X

- Ricarica agli ioni di litio
- Tecnologia Signia Xperience per una chiara comprensione del parlato e un'esperienza di ascolto ottimale
- Telefonate trasmesse direttamente dallo smartphone agli apparecchi acustici
- Musica e programmi TV trasmessi tramite Bluetooth
- Controllo da remoto tramite Signia app e miniPocket

Compatibile con tutti gli apparecchi acustici Signia Xperience con Bluetooth*

* tranne Styletto X



Signia app

Consente il controllo da remoto e lo streaming diretto per gli apparecchi acustici con Bluetooth